



**MS** major science

www.majorsci.com  
info@majorsci.com



## 可调速式旋转混合仪 MS-3D-RM

### 产品规格

型号	MS-3D-RM
额定电压	100~240V, 50/60Hz
功率	4瓦
设定时间	1-999分/0-999秒
转速区间	10-40rpm
操作角度	20-99°
运作模式	持续/定时
摆动方式	旋转, 摇摆, 角度
适用试管	50mL(单片) 4个 15mL(单片) 13个 1.5mL(单片) 24个
外观尺寸(宽x长x高)	约240 x 140 x 210公分
重量	约850克
认证	CE



### 订购信息

型号	产品描述
MS-3D-RM-UK	可调式旋转混合仪, 英规电源线
MS-3D-RM-EU	可调式旋转混合仪, 欧规电源线
MS-3D-RM-AU	可调式旋转混合仪, 澳规电源线
MS-3D-RM-US	可调式旋转混合仪, 美规电源线(台湾使用)

\* 所有图片仅供参考, 实际产品可能与上图有所不同。  
\* 技术规格如有更改, 恕不另行通知。

### 选择配件

型号	产品描述
MS-3D-RM-001	O型环, OD14xID7.8mm, 橡胶, MS-3D-RM试管架片用

## Innovative Life Sciences Tools

#### Taiwan Office

No. 156, Sec. 1, Guoji Rd., Taoyuan Dist.,  
Taoyuan City 330041, Taiwan  
T/+886-3-3762878  
F/+886-3-3761310

#### Shanghai Office

上海市浦东新区沪南公路9300号  
汇展国际商务中心612室 邮编: 201300  
National toll-free No.:400-823-9177  
T/ +86-21-50795277  
F/ +86-21-50795277

#### US Office

19959 Sea Gull Way  
Saratoga, CA 95070  
U.S.A.  
T/ +1-408-366-9866  
F/ +1-408-446-1107

#### India Office

D.No.7-143, 2nd Floor,  
St.No.2, Nagendra Nagar,  
Habsiguda, Hyderabad-500007.  
India  
T/ +91-40-27001515  
T/ +91-40-27001586



\*能搭配MS迷你恒温培养箱, MO-MINI