



YEASTERN
BIOTECH

由 YEASTERN BIOTECH 生产
由 Major Science 经销

major science是YEASTERN BIOTECH 总分销合作伙伴

既然要进行克隆， 何不选择更明智的方式？

时间应留给更重要的事情。

ECOS™ 化学感受态细胞是一款革命性产品，

也是全球转化速度最快的感受态细胞。


它为用户提供了最简便的转化流程，凭借卓越的转化效率确保实验成功，助您节省宝贵时间。

使用 **ECOS™**，您将无需再为克隆实验而烦恼。

 **1分钟**
1步法方案

ECOS™

这是全球**转化速度最快**的细胞，
仅需1分钟、1个步骤即可完成转化，
无需热激步骤，也无需SOC复苏。



联系我们

加入每年超过 20,000 用户的行列。

 **最高转化效率**

ECOS™ 凭借 6 分钟的操作流程，
可提供**高达** $>5 \times 10^9$ cfu/μg pUC19 的最高转化效率。

 **拥有全球专利**

Yeastern Biotech 在美国、加拿大、英国、台湾、
中国大陆、韩国、德国和法国独家拥有 ECOS™ 技术
(包括操作规程) 的专利权。

经销商信息：

 **RealtimeBio™**

瑞欧泰（成都）生物科技有限公司
地址：成都市成华区奔驰大厦1810
电话：4008985808, 18611828088



YEASTERN
BIOTECH

选择您的ECOS™

名称	菌株	产品编号	转化效率	规格	应用
ECOS™101	DH5α 	FYE678 FYE609	$>5 \times 10^8$ $>1 \times 10^9$	10/80 管 (100 µl/管)	常规克隆
ECOS™ X	DH5α	FYE610	$>5 \times 10^9$	10/80 管 (100 µl/管)	大质粒 噬菌体展示 难克隆质粒
ECOS™ BLUE	XL1-Blue	FYE107 FYE108 FYE109	$>1 \times 10^8$ $>5 \times 10^8$ $>2 \times 10^9$	10/80小管 (100 µl/管)	蓝白筛选
ECOS™ 21	BL21(DE3)	FYE207	$>5 \times 10^7$	5/40小管 (100 µl/管)	蛋白质表达
ECOS™ 9-5	JM109	FYE708 FYE709	$>1 \times 10^8$ $>5 \times 10^8$	10/80管 (100 µl/管)	快速生长
ECOS™ 10B	DH10B	FYE508	$>1 \times 10^8$	10/80小管 (100 µl/管)	大质粒 cDNA 文库
ECOS™ 2163	GM2163	FYE807	$>5 \times 10^7$	10/80管 (100 µl/管)	去甲基化质粒
ECOS™ SONIC	BL21(DE3) 衍生 	FYE907-SONIC	$>1 \times 10^8$	5/20小管 (每管100µl)	常规克隆 & 蛋白质表达
ECOS™ SONIC pLysS	BL21(DE3) pLysS 衍生	HYE007-A02	$>1 \times 10^8$	5/20管 (每管100 µl)	毒性蛋白 及 膜蛋白 表达
ECOS™ St	HB101  衍生	FYE307 FYE309	$>1 \times 10^8$ $>1 \times 10^9$	10/80小管 (100 µl/管)	与慢病毒相关的 克隆 (替代Stbl3)

定制您的ECOS™



任何大肠杆菌菌株均可制备成ECOS感受态细胞,且可使用我们的专利转化方案。客户只需提供大肠杆菌菌株、基因型信息及基础培养条件说明。整个流程通常可在30-60天内完成,最低订购量为160管(每管100µl)。