

新品介绍

WP
Winpact

人机萤幕展示模组/ demo展示机

FS-05-DM

FS-05-DM 是一款功能强大的示范设备，主要是在向使用端展示如何操作 Winpact 桌上型酸酵系统的使用者介面

FS-05-DM 配备10.4吋彩色触控萤幕和 Winpact 一对二酸酵系统的操作软体。整个装置轻巧且容易携带，非常方便用来教学和展示以进行产品培训。



慢速磁力搅拌器

WP-SMS

WP-SMS 慢速磁力搅拌器可满足所有实验时混合需求!



*所有图片仅供参考，实际产品可能与图不同。
*技术规格如有更改，恕不另行通知。

联络我们

MS major science

www.majorsci.com
info@majorsci.com

上海市浦东新区沪南公路9300号
汇展国际商务中心612室 邮编：201300
National toll-free No.:400-823-9177
T/ +86-21-50795277
F/ +86-21-50795277

Innovative Life Sciences Tools

